

PID: BS-010208-xK

UID: BS-010208-xK

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2026 10:50



## ROTOR R-6 / R-6P



### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

**R-6** - Rotor z adapterami na probówki 6 x 50 mL z uchwytami metalowymi do wirówek **LMC-3000 i LMC-4200R**.

**R-6P** - Rotor z adapterami na probówki 6 x 50 mL z uchwytami plastikowymi do wirówek **LMC-3000 i LMC-4200R** (max temp. 150°C).

### MODELE

- R-6
- R-6P

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl