

HOMOGENIZATOR RCP-24



OPIS OGÓLNY

Homogenizator **RCP-24**, laboratoryjne urządzenie przeznaczone do mechanicznego mieszania, rozdrabniania, homogenizacji i emulgowania materiałów biologicznych w mikroprobówkach poprzez wytrząsanie z kulkami w celu przygotowania próbki do dalszych badań akademickich, farmaceutycznych, biotechnologicznych lub biomedycznych.

Homogenizator ułatwia tworzenie supernatantu zawierającego kwasy nukleinowe i białka odpowiedniego do późniejszego oczyszczania, ekstrakcji lub analizy. Urządzenie jest zoptymalizowane do ekstrakcji białek, DNA, RNA lub tRNA z różnych źródeł tkankowych, ale może być również wykorzystywane do innych zastosowań. **RCP-24** przeprowadza wydajną homogenizację tkanki ssaków, tkanki roślinnej lub innych. biomateriałów.

MODELE

- **RCP-24**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	RCP-24
Pojemność probówek testowych	do 24
Pojemność probówek [mL]	2
Zakres prędkości [obr./min]	500-2000 (krok co 100)
Regulacja czasu [min]	1-15 (krok co 1)
Amplituda oscylacji [mm]	4 (pionowa)
Wyświetlacz	LCD
Wymiary (W x D x H) [mm]	285 x 400 x 440
Waga [kg]	19
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl