

PID: BS-010151-AAG

UID: 002-07-1-3D-Sunflower-0

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 14:02



MINI WYTRZĄSARKA 3D SUNFLOWER



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Miniwytrząsarka 3D Sunflower zapewnia regulowany ruch obrotowy platformy w 3 kierunkach. Platforma jest dopasowana do umieszczenia maty gumowej **PDM** dla różnego rodzaju probówek. Miniwytrząsarka jest kompaktowym urządzeniem z niskim poborem energii. Antypoślizgowa mata gumowa (dołączona do urządzenia) zapewnia stabilną pozycję naczyń w czasie wytrząsania. Użycie mechanizmu bezpośredniego oraz bezszczotkowego silnika pozwala na ciągłą pracę urządzenia do 7 dni gwarantując bezawaryjną pracę przez 2 lata. Miniwytrząsarka jest zaprojektowana do mieszania próbek krwi, mini żeli barwiących, przemywania próbek, reakcji hybrydyzacji.

Miniwytrząsarka może być używana w chłodniach i inkubatorach w temperaturach z zakresu $+4^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.

Opcjonalna mata **PDM** zapobiega niekontrolowanemu przetaczaniu się różnego rodzaju probówek po platformie.

MODELE

- **3D Sunflower**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Mini 3D Sunflower
-------	-------------------

Regulowana prędkość [obr./min]	5-60
Stały kąt nachylenia [°]	7
Bezpośredni napęd	+
Max. czas pracy ciągłej [godz.]	168
Max. obciążenie [kg]	1
Platforma robocza o wymiarach [mm]	215 x 215
Wymiary (W x D x H) [mm]	235 x 235 x 140 (z platformą)
Waga [kg]	1,2
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- gumowa mata **PDM**.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl