

PID: BS-010202-AK

UID: BS-010202-AK

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2024 15:11



ROTOR SR-16



OPIS OGÓLNY

Rotor **SR-16** na mikroprobówki 2 x 8 / 0,2 mL w stripach do wirówko-worteksów **FVL-2400N CombiSpin**, **FV-2400 MicroSpin**, **MSC-3000** i **MSC-6000**.

MODELE

- **SR-16**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl