


PID: BS-010205-FK

UID: BS-010205-FK

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2024 15:11



ROTOR SR-32 DO MSC-3000, MSC-6000 I FVL-2400N



OPIS OGÓLNY

Rotor **SR-32** na 4 paski PCR 8 x 0,2 mL do wirówko-worteksów **FVL-2400N CombiSpin, MSC-3000 i MSC-6000**.

UWAGA! Do stosowania z urządzeniami produkowanymi od 2015 roku!

MODELE

- **SR-32**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl