

PID: BS-010108-BK

UID: BS-010108-BK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



PLATFORMA PŁASKA PP-4 DO WYTRZĄSARKI ES-20 I PSU-10i



OPIS OGÓLNY

Platforma płaska **PP-4** z matą gumową do wytrząsarki z inkubatorem **ES-20** oraz **PSU-10i**.

Wymiary: 215 x 215 mm.

MODELE

- **PP-4**

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SPM** - mata adhezyjna do mocowania probówek, płytek, kolb i innych naczyń laboratoryjnych, do stosowania z platformą PP-4 (210 x 210 x 3 mm)

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl