

ADAPTERY BN-13/75-16, BN-13/100-16, BN-16/100-16 DO STOSOWANIA Z BA-4/10



OPIS OGÓLNY

Adaptery do stosowania z **BA-4/10** (wirówka laboratoryjna **LMC-56**):

- **BN-13/75-16** - zestaw 16 pojemników na 13 x 75 mm (np. 2-5 mL próżniowe),
- **BN-13/100-16** - zestaw 16 pojemników na 13 x 100 mm (np. 4-8 mL próżniowe),
- **BN-16/100-16** - zestaw 16 pojemników na 16 x 100 mm (np. 8-9 mL próżniowe).

MODELE

- **BN-13/75-16**
- **BN-13/100-16**
- **BN-16/100-16**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl