


PID: TE22230

UID: 011-05-1-TE22230-0

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 14:48



KRIOPUDEŁKA KARTONOWE WYS. 50 MM Z PRZEGRÓDKAMI 9X9 - 10 SZT.



OPIS OGÓLNY

Pudełka kartonowe do głębokiego mrożenia o wymiarach 133 x 133 x 50 mm, z przegrodami - 10 szt.

Wykonane z kartonu pokrytego powłoką zapobiegającą nasiąkaniu wilgocią.

MODELE

▪ TE22230

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl