

PID: BS-040110-AAA

UID: 002-04-1-UVR-Mi-0

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 11:00



RECYRKULATOR BIOSAN UVR-MI



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

UVR-Mi to urządzenie przystosowane do dezynfekcji powietrza w różnych biomedycznych pokojach laboratoryjnych, salach operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zakładach produkcji żywności. Jest to efektywne narzędzie dla ochrony przed wirusami grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii.

Właściwości:

- 2 lampy 25 W bezozonowe, antybakteryjne lampy UV,
- wydajność dezynfekcji powietrza $14 \text{ m}^3/\text{godz.}$,
- poziom promieniowania UV $30 \text{ mW/cm}^2/\text{sek.}$,
- wygodny montaż:
 - na ścianie (standard),
 - na ruchomym statywie (opcja),
- pełna ochrona przed promieniowaniem UV,
- wyświetlacz LCD,
- timer regulowany od 1 minuty do 24 godzin / tryb non-stop,
- automatyczny przełącznik ON / OFF,
- lampka rozpoznająca usterki.

MODELE

- **UVR-Mi**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	UVR-Mi
Lampy	2 lampy 25 W bezozonowe, antybakteryjne lampy UV
Wydajność dezynfekcji powietrza [m³/h]	14
Poziom promieniowania UV [mW/cm²/s]	36
Montaż	na ścianie (standard), na ruchomym statywie (opcja)
Pełna ochrona przed promieniowaniem UV	+
Wyświetlacz	LCD
Timer	1 min - 24 godz. / tryb non-stop
Automatyczny przełącznik ON / OFF	+
Lampka rozpoznająca usterki	+
Wymiary (W x D x H) [mm]	110 x 135 x 660
Waga [kg]	3,4
Zasilacz [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statyw **Tripod UVR-S**.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl