

MAŁY INKUBATOR CO₂ ZE STERYLIZACJĄ TERMICZNĄ N-BIOTEK NB-203



OPIS OGÓLNY

Mały inkubator **NB-203** przeznaczony jest do doświadczeń na hodowlach tkankowych zwierzęcych, badań IVF, prowadzenia beztlenowej hodowli komórek oraz wszelkiego rodzaju mikroorganizmów i tkanek specjalnych.

MODELE

- **NB-203** ze sterylizacją termiczną

SPECYFIKACJA

MODEL	NB-203
Pojemność [L]	42
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	408 x 482 x 550
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	320 x 350 x 370
Ilość półek w standardzie	2
System kontroli temperatury	
Kontroler temperatury	mikroprocesor
Zakres temperatury [°C]	+5 powyżej temperatury otoczenia do +60
Dokładność temperatury [°C]	±0,25
Sterylizacja termiczna [°C]	+125
System kontroli CO₂	
Czujnik CO ₂	źródło podczerwieni
Zakres CO ₂ [%]	0 do 20
Dokładność CO ₂ [%]	±0,1
Waga [kg]	35



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl