

PIPETOR OVATION® MACRO 5 I MACRO 10



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipetowanie dużych objętości płynów często bywa niekomfortowe i męczące, szczególnie w czasie pracy w komorach laminarnych. Nowoczesne i innowacyjne w wyglądzie pipety **Ovation® Macro 5 i Macro 10 (Macro Volume Single Channel)** posiadają uchwyt idealnie dopasowujący się do dłoni i zapewniają właściwą postawę w trakcie pipetowania objętości do 10 mL.

Pipety o pojemności 5 mL i 10 mL są w pełni elektroniczne z bogato rozbudowanymi funkcjami menu takimi jak: prędkość, precyzyjność i dokładność pipetowania, aż do 50 powtórzeń. Ustawienia objętości, prędkości i powtórzeń są łatwe do programowania, zapamiętywania i natychmiastowego wykorzystania we wszystkich funkcjach pipetowania, mieszania, seryjnych rozcieńczeniach oraz seryjnych dozowaniach. Pipety wielkopojemnościowe 5 mL i 10 mL zapewniają łatwy dostęp do probówek, butelek, butelek do hodowli tkankowych i kolb. Do pipet polecane są końcówki standardowe, sterylne i niesterylne, z filtrami lub bez filtrów. Pipety można również stosować z pipetami serologicznymi.

Pipetami **Ovation® Macro 5 i Macro 10** można pracować wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność. Dostępne pojemności: 0,1-5 mL oraz 0,2-10 mL. Adapter do pipety o pojemności 5 mL stosowany dla pipet serologicznych szklanych i plastikowych ułatwia pobieranie płynów z butelek i kolb o wąskich i długich szyjkach. Adapter montuje się na ustniku pipety przy pomocy standardowej dyszy.

MODELE

- **Macro 5, Macro 5 (L)**
- **Macro 10, Macro 10 (L)**

CERTYFIKATY

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

SPECYFIKACJA

MODEL NR KAT.	ZAKRES OBJĘTOŚCI [ML]	PRZYRÓST DOZOWANIA [UL]	DOKŁADNOŚĆ [%]	PRECYZYJNOŚĆ [%]	KOLOR
Macro 5 1065-05mL 1065-05mL(L)	0,1 - 5	10	±0,6 dla 5 mL ±0,6 dla 2,5 mL ±2,4 dla 0,5 mL	±0,16 dla 5 mL ±0,20 dla 2,5 mL ±0,60 dla 0,5 mL	szary
Macro 10 1065-10mL 1065-10mL(L)	0,2 - 10	10	±0,6 dla 10 mL ±1,0 dla 5 mL ±2,4 dla 1 mL	±0,16 dla 10 mL ±0,20 dla 5 mL ±0,30 dla 1 mL	czerwony

(L) oznacza pipety dla leworęcznych

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- adapter do pipetora 0,1-5 mL,
- pojemniki na reagenty.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl