


PID: TE2210x

UID: 011-05-1-TE2210x-0

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 14:47



KRIOPUDEŁKA KARTONOWE WYS. 100 MM - 10 SZT.



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pudełka kartonowe do głębokiego mrożenia o wymiarach 133 x 133 x 100 mm, bez przegród - 10 szt.

Wykonane z kartonu pokrytego powłoką zapobiegającą nasiąkaniu wilgocią.

Dostępne w pięciu kolorach:

- **TE22100** - białe,
- **TE22101** - niebieskie,
- **TE22102** - czerwone,
- **TE22103** - zielone,
- **TE22104** - żółte.

MODELE

- **TE22100**
- **TE22101**
- **TE22102**
- **TE22103**
- **TE22104**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl