

PID: BS-010117-HK

UID: BS-010117-HK

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024 14:48



PLATFORMA DODATKOWA PRS-5/12 DO ROTATORA MULTI BIO RS-24



OPIS OGÓLNY

Platforma dodatkowa **PRS-5/12** na 5 probówki do 30 mm średnicy (probówki 50 mL) i 12 probówek do 15 mm średnicy (probówki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL) do rotatora **Multi Bio RS-24**.

MODELE

▪ PRS-5/12

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl