


PID: BS-010418-LK

UID: BS-010418-LK

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024 15:11



BLOK B10-13 DO TERMOBLOKU CH3-150



OPIS OGÓLNY

Blok **B10-13** na 10 próbek płaskodennych o średnicy 13 mm, głębokość dołków 30 mm do termobloku **CH3-150**.

MODELE

- **B10-13**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl