

PID: OLS26

UID: OLS26

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024 09:24



ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSANIEM SERII GRANT OLS26



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnia wodna **OLS26 Aqua Pro** firmy **Grant** z wytrząsaniem liniowym i orbitalnym łączy w sobie wysoką precyzję kontroli temperatury z wysokiej jakości mechanizmem wytrząsania, który płynnie działa w wymagających pracach laboratoryjnych. Wysoka jakość, solidna konstrukcja i unikalny mechanizm wytrząsania pozwalają na osiągnięcie maksymalnej niezawodności oraz cichej pracy, a połączenie wytrząsania liniowego i orbitalnego daje najwyższą elastyczność pracy z **OLS26**.

Dodatkowo szeroka gama dostępnych akcesoriów zapewnia najlepsze rozwiązanie dla każdej wykonywanej procedury. Różne rodzaje naczyń mogą być bezpiecznie mocowane przy pomocy dostępnych wysokiej jakości sprężyn, klamer i stelaży.

MODELE

- Aqua Pro OLS26

SPECYFIKACJA

MODEL	OLS26
Pojemność [L]	26
Min. objętość robocza [L]	9
Min. głębokość robocza [mm]	70

Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do 99 0 do 99 z opcjonalnym coolerem
Jednorodność [°C]	±0,1
Stabilność temperatury [°C]	±0,1
Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]	0,1
Zakres kontroli prędkości wytrząsania	
Orbitalny [obr./min]	20-200 (w zależności od obciążenia)
Orbitalny - średnica [mm]	9
Liniowy [obr./min]	20-200 (w zależności od obciążenia)
Liniowy - długość odchylenia [mm]	18, 28, 36
Wymiary tacy wytrząsającej (W x D) [mm]	235 x 380
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	335 x 565 x 325
Timer [min]	1-999
Waga [kg]	13,8
Zabezpieczenie	ochrona przed przegrzaniem / automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie cieczy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- taca uniwersalna,
- taca i uchwyty na butelki,
- taca i stelaże na probówki,
- taca perforowana,
- cewka chłodząca,
- cewka wymiany ciepła.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl