


PIPETY ELEKTRONICZNE WIELOKANAŁOWE OVATION® E8 I E12



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipety **Ovation® E8 i E12 (Electronic Multichannel)** zostały zaprojektowane dla ergonomicznego, poprawnego pipetowania. Ich kształty naturalnie dopasowują się do dłoni i pozwalają na pipetowanie w pozycji neutralnej, z minimalnym obciążeniem dla ręki. Dzięki niskiemu położeniu ręki w czasie pipetowania minimalizuje stres dla pleców i szyi, a właściwy kąt zgięcia nadgarstka eliminuje niekomfortowe przedłużenie i odchylenie kątowe ramienia. Siła, prędkość i wysiłek w czasie długiego pipetowania również zostają zneutralizowane. Pipety wielokanałowe **Ovation® Electronic Multichannel** występują w wersji 8-kanałowej (**E8**) i 12-kanałowej (**E12**).

Aby zwiększyć wyjątkowość wykonania i korzyść z używania pipet **Ovation® E8 i E12** polecamy Państwu stosowanie końcówek idealnie dopasowanych do każdej z pipet. Stosowanie końcówek typu „One-size-fits-all” może i prawdopodobnie powoduje negatywne skutki używania. **VistaLab** zapewnia perfekcyjne za każdym razem dopasowanie końcówek dostępnych w różnych wielkościach objętości i sposobie pakowania. W ofercie znajdują się końcówki niesterylne oraz sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogenów, śladów metali lub z filtrami.

MODELE

- **Ovation® E8** 8-kanałowa o poj.:
 - 0,5-20 µL
 - 2-125 µL

- 5-250 µL
- 25-1250 µL

▪ **Ovation® E12** 12-kanalowa o poj.:

- 0,5-20 µL
- 2-125 µL
- 5-250 µL
- 25-850 µL

CERTYFIKATY

ISO9001, ISO17025, ISO8655, CE

SPECYFIKACJA

Pipeta 8-kanalowa Ovation® E8	Pipeta 12-kanalowa Ovation® E12	Zakres objętości [uL]	Przyrost dozowania [uL]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
1160-0020 1160-0020L*	1060-0020 1060-0020L*	0,5-20	0,05	±1,0 dla 20 µL ±1,5 dla 10 µL ±3,0 dla 2 µL	±0,40 dla 20 µL ±0,80 dla 10 µL ±1,80 dla 2 µL	żółty
1160-0125 1160-0125L*	1060-0125 1060-0125L*	2-125	0,5	±0,8 dla 125 µL ±1,0 dla 62,5 µL ±3,0 dla 12,5 µL	±0,25 dla 125 µL ±0,30 dla 62,5 µL ±1,25 dla 12,5 µL	zielony
1160-0250 1160-0250L*	1060-0250 1060-0250L*	5-250	1	±0,8 dla 250 µL ±1,0 dla 125 µL ±2,5 dla 25 µL	±0,25 dla 250 µL ±0,40 dla 125 µL ±1,00 dla 25 µL	niebieski
-	1060-0850 1060-0850L*	25-850	5	±1,0 dla 850 µL ±1,25 dla 425 µL ±3,5 dla 85 µL	±0,30 dla 850 µL ±0,40 dla 425 µL ±1,00 dla 85 µL	szary
1160-1250 1160-1250L*	-	25-1250	5	±0,8 dla 1250 µL ±1,0 dla 625 µL ±3,5 dla 125 µL	±0,20 dla 1250 µL ±0,30 dla 625 µL ±0,80 dla 125 µL	fioletowy

* litera „L” oznacza pipety dla leworęcznych

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- końcówki do pipet,
- statyw na maksymalnie 4 pipety,
- pojemniki na reagenty,
- cooler do pojemników na reagenty.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl