

PID: BS-010145-AK

UID: BS-010145-AK

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024 12:17



PLATFORMA UP-330 DO WYTRZĄSARKI PSU-20I



OPIS OGÓLNY

Platforma uniwersalna **UP-300** z uchwytami na różne typy szkła laboratoryjnego, dostępne dwa poziomy uchwyty do wytrząsarki **PSU-20i**.

Wymiary platformy: 300 x 400 x 80 mm

MODELE

- **UP-330**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl