

PID: EXxxxxx

UID: 033-18-1-EX-0

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 13:30



# WAGI PRECYZYJNE OHAUS SERIA EXPLORER® PRECISION



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

Najwyższa jakość pomiarów, najbardziej technicznie zaawansowana waga **firmy OHAUS**, dostępna również z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej.

### Właściwości:

- kolorowy, wielojęzyczny wyświetlacz AVG o wysokiej rozdzielczości z graficznymi ikonami dla łatwiejszej obsługi,
- programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe poprawiające szybkość, czystość i bezpieczeństwo pracy,
- różnorodne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

### Funkcje

Ważenie (17 jednostek + 3 jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt / dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena składników, kalibracja pipet, ważenie brutto / netto / tara.

### Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 14,5 cm (5,7") i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia.

### Zasilanie

Zasilacz AC (w zestawie).

### Komunikacja

Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet lub drugie złącze RS232), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB.

### **Konstrukcja**

Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szafka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowalnymi drzwiczkami (dla modeli z odczytem 1 mg), osłona terminala.

### **Zalety**

Szafka przeciwpodmuchowa z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami w modelach 0,1 mg i 1 mg z oświetleniem komory ważenia, automatyczne drzwiczki boczne w niektórych modelach, modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym kącie nachylenia (różne rodzaje mocowania: z podstawą, na ścianie lub z opcjonalną kolumną wyświetlacza), wewnętrzna autokalibracja AutoCal™, funkcja poziomowania z podświetlaną poziomica, możliwość wyboru poziomu filtrowania i automatycznego wydruku danych, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, osłona ochronna, blokada oprogramowania.

---

## **MODELE**

- **EX223**
- **EX223/E**
- **EX423**
- **EX423/E**
- **EX423M**
- **EX623**
- **EX1103**
- **EX1103M**
- **EX2202**
- **EX2202/E**
- **EX4202**
- **EX4202/E**
- **EX4202M**
- **EX6202**
- **EX6202/E**
- **EX10202**
- **EX10202M**
- **EX6201**
- **EX6201/E**
- **EX10201**
- **EX10201M**
- **EX12001**
- **EX12001M**
- **EX24001**
- **EX24001M**
- **EX35001**
- **EX35001M**

---

## **CERTYFIKATY**

CE, ISO9001, TAC

## SPECYFIKACJA

| MODEL           | Zakres [g] | Odczyt [g] | Szalka [mm] | Odważnik kal. [g/F1] | Nr ref.  | Legalizacja |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------------------|----------|-------------|
| <b>EX223</b>    | 220        | 0,001      | Ø130        | 200                  | 83021341 | NIE         |
| <b>EX223/E</b>  | 220        | 0,001      | Ø130        | 200                  | 30061979 | NIE         |
| <b>EX423</b>    | 420        | 0,001      | Ø130        | 400                  | 83021342 | NIE         |
| <b>EX423/E</b>  | 420        | 0,001      | Ø130        | 400                  | 30061980 | NIE         |
| <b>EX423M</b>   | 420        | 0,001      | Ø130        | 400                  | 83021343 | TAK         |
| <b>EX623</b>    | 620        | 0,001      | Ø130        | 500                  | 83021348 | NIE         |
| <b>EX1103</b>   | 1100       | 0,001      | Ø130        | 1000                 | 83021350 | NIE         |
| <b>EX1103M</b>  | 1100       | 0,001      | Ø130        | 1000                 | 83021351 | TAK         |
| <b>EX2202</b>   | 2200       | 0,01       | 190 x 200   | 2000                 | 83021356 | NIE         |
| <b>EX2202/E</b> | 2200       | 0,01       | 190 x 200   | 2000                 | 30061981 | NIE         |
| <b>EX4202</b>   | 4200       | 0,01       | 190 x 200   | 4000                 | 83021357 | NIE         |
| <b>EX4202/E</b> | 4200       | 0,01       | 190 x 200   | 4000                 | 30061982 | NIE         |
| <b>EX4202M</b>  | 4200       | 0,01       | 190 x 200   | 4000                 | 83021358 | TAK         |
| <b>EX6202</b>   | 6200       | 0,01       | 190 x 200   | 5000                 | 83021360 | NIE         |
| <b>EX6202/E</b> | 6200       | 0,01       | 190 x 200   | 5000                 | 30061983 | NIE         |
| <b>EX10202</b>  | 10200      | 0,01       | 190 x 200   | 10000                | 83021362 | NIE         |
| <b>EX10202M</b> | 10200      | 0,01       | 190 x 200   | 10000                | 83021363 | TAK         |
| <b>EX6201</b>   | 6200       | 0,1        | 190 x 200   | 5000                 | 83021361 | NIE         |
| <b>EX6201/E</b> | 6200       | 0,1        | 190 x 200   | 5000                 | 30061984 | NIE         |
| <b>EX10201</b>  | 10200      | 0,1        | 190 x 200   | 10000                | 83021365 | NIE         |
| <b>EX10201M</b> | 10200      | 0,1        | 190 x 200   | 10000                | 83021366 | NIE         |
| <b>EX12001</b>  | 12000      | 0,1        | 377 x 311   | 10000                | 30078072 | NIE         |
| <b>EX12001M</b> | 12000      | 0,1        | 377 x 311   | 10000                | 30057067 | TAK         |
| <b>EX35002</b>  | 24000      | 0,1        | 377 x 311   | 20000                | 30078073 | NIE         |
| <b>EX24001M</b> | 24000      | 0,1        | 377 x 311   | 20000                | 30057068 | TAK         |
| <b>EX35001</b>  | 35000      | 0,1        | 377 x 311   | 10000 + 20000        | 30078074 | NIE         |
| <b>EX35001M</b> | 35000      | 0,1        | 377 x 311   | 10000 + 20000        | 30057069 | TAK         |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zestaw do wyznaczania gęstości,
- szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy,
- dodatkowy wyświetlacz AD7-RS,
- osłona ochronna,
- pokrywa przeciwkurzowa Ex, Ax (do modeli 1 mg),
- złącze Ethernet,
- zestaw szafki przeciwpodmuchowej (0,01 g i 0,1 mg),
- kolumna,
- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- kabel USB, RS422,
- drukarka SF40A.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
[biogenet@biogenet.pl](mailto:biogenet@biogenet.pl)

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
[serwis@biogenet.pl](mailto:serwis@biogenet.pl)