

PID: QB-xx;QDP-xx

UID: QB-xx;QDP-xx

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024 15:11



WYMIENNE BLOKI DO TERMOBLOKÓW GRANT QB



OPIS OGÓLNY

Wymienne bloki do termobloków serii Grant QB.

MODELE

- QB-0
- QB-10
- QB-12
- QB-13
- QB-16
- QB-17H (na probówki typu Falcon)
- QB-18
- QB-24
- QB-50
- QB-H
- QB-E0
- QB-E1
- QB-E2
- QB-E5
- QDP-H
- QDP-FL

SPECYFIKACJA

WYMIENNE BLOKI NR KATALOGOWY	LICZBA DOŁKÓW	ŚREDNICA DOŁKA [mm]	GŁĘBOKOŚĆ DOŁKA [mm]
QB-0	zwykły blok bez dołków		
QB-10	24	10	50
QB-12	24	12	50
QB-13	12	13	50
QB-16	12	16	50
QB-17H (na probówki typu Falcon)	10	17	50
QB-18	12	18	50

QB-24	5	24	50
NR KATALOGOWY	LICZBA DOŁKÓW	POJEMNOŚĆ [mL]	GŁĘBOKOŚĆ DOŁKA [mm]
QB-50	4	50	50
QB-H	56	0,2	14
QB-E0	24	0,5	30
QB-E1	24	1,5	35
QB-E2	24	2,0	35
QB-E5	12	5,0	53,5

BLOKI DLA MIKROPŁYTEK		QBD-1	QBD-2	QBD-4	QBH-2
QDP-H	Dla 96-dołkowej mikropłytki (mikropłytki 0,2 mL, stripy lub pojedyncze probówki); jednorodność temperatury $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$; dołki o śr. 6,2 mm i głębokości 14 mm	-	+	-	+
QDP-FL	Uniwersalny blok dla 96-dołkowych mikropłatek (U-kształtne, V-kształtne i płaskodenne); jednorodność temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ pomiędzy dołkami; dostarczany razem z zawiasami i dwuwarstwową pokrywą	-	+	-	+

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów k./Otwocka	SPRZEDAŻ: tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98, biogenet@biogenet.pl	SERWIS: tel. 22 463 80 47 do 49, serwis@biogenet.pl
---	---	--