


PID: 70900

UID: 70900

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2023 14:01



ZESTAW KALIBRACYJNY CKG18 - 70900 DO DENSYTOMETRÓW DEN-1, DEN-1B



OPIS OGÓLNY

Zestaw kalibracyjny do densytometrów **DEN-1** i **DEN-1B**:

- **CKG18 (70900)** dla szklanych probówek o średnicy zewnętrznej 18 mm, zestaw zawiera standardy 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 i 5,0 McFarland (BaSO_4).

MODELE

- **CKG18**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl