

PID: LSxxx

UID: 065-13-1-LS-0

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022 12:47



POJEMNIKI LN2 NA PRÓBKIC BIOMEDICAL SERIA LS



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pojemniki **serii LS** firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) są zaprojektowane do przechowywania znacznie większej ilości materiału w wygodnych stelażach z pudełkami oraz posiadają zwiększony czas statycznego utrzymywania temperatury. Oznacza to niższe koszty przechowywania na 1 fiolkę. Stelaże z pudełkami znacznie ułatwiają identyfikację i wyjmowanie próbek. System raków dostępny w czterech rozmiarach zapewniających szeroki zakres pojemności przechowywania od 750 do 6000 fiolek.

MODELE

- **LS750**
- **CryoCE LS750**
- **LS3000**
- **CryoCE LS3000**
- **LS4800**
- **CryoCE LS4800**
- **LS6000**
- **CryoCE LS6000**

CERTYFIKATY

ISO9001, MDD, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	LS750	LS3000	LS4800	LS6000
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	130	106	153	194
Czas pracy [w dniach]	80	66	96	120
Prędkość parowania [L/24h]	0,27	0,76	0,85	0,84
Objętość LN2 [w litrach]	35	81	130	165
Waga pojemnika [kg]	17,7	31,8	40,9	55
Waga pojemnika pełnego (bez wkładów) [kg]	46	97,4	146,1	186,4
Średnica otworu wsadowego [mm]	119	216	216	216
Wysokość zewnętrzna [mm]	681	731	892	991
Średnica zewnętrzna [mm]	478	683	683	683
Ilość wkładów	6	6	6	6
Ilość pudełek na wkład	5	5	8	10
Ilość pudełek	30	30	48	60
Ilość probówek na pudełko	25	100	100	100
Ilość probówek	750	3 000	4 800	6 000

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

MODEL	LS750	LS3000	LS4800	LS6000
Podstawa na kółkach	tak	tak	tak	tak
Alarm niskiego poziomu LN2	tak	tak	tak	tak
Auto Tend kontroler	nie	nie	nie	tak

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl