

PID: BS-010116-BK

UID: BS-010116-BK

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 12:33



PLATFORMA P-16/88 DO WYTRZĄSARKI ES-20, PSU-10I I CPS-20



OPIS OGÓLNY

Platforma **P-16/88** z uchwytami na maksymalnie 88 probówek do średnicy maksymalnej 30 mm do wytrząsarki **ES-20**, **PSU-10i** i **CPS-20**.

Wymiary platformy: 275 x 205 x 75 mm

MODELE

- **P-16/88**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl