

PID: xxK

UID: 065-13-1-K-0

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2022 12:47



ZBIORNIKI LN2 IC BIOMEDICAL NA PRÓBKII SERIA K



OPIS OGÓLNY

Pojemniki chłodnicze **serii K** firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) - z automatycznym napełnianiem do przechowywania dużych ilości próbek. Seria **K** oferuje możliwość przechowywania od 8 000 do 38 000 próbek w probówkach lub w workach w ciekłym azocie.

Seria **K** oferuje:

- system kontroli poziomu LN2 w pojemniku wraz z alarmem niskiego i wysokiego poziomu LN2
- system automatycznego napełniania zbiornika z zewnętrznego źródła LN2 w przypadku obniżenia poziomu
- system kontroli temperatury wraz z alarmem oraz opcjonalnym rejestratorem
- pokrywa z alarmem otwarcia
- interfejs temperaturowy oraz system rejestracji zdarzeń

MODELE

- **3K**
- **CryoCE 3K**
- **10K**
- **CryoCE 10K**
- **24K**
- **CryoCE 24K**
- **K38**
- **CryoCE 38K**

CERTYFIKATY

ISO9001, MDD, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	3K	10K	24K	38K
Objętość LN2 [w litrach]	48	165	365	590
Wymiary zewnętrzne [cm]	Ø 39,1	58,7 x 77,5	86,4 x 96,5	Ø 106,7

Wysokość całkowita [cm]	75,4	111,8	111,8	124,5
Średnica wewnętrzna [cm]	35,6	53,3	78,7	99,1
Wysokość wewnętrzna użytkowa [cm]	48,8	73,7	73,7	73,7
Normalna prędkość parowania [L/24h]	2,5	5	7	8
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	2,5	33	52	74
Waga pojemnika [kg]	19,1	111	184	256
Waga pojemnika pełnego (bez wkładów)	56,7	243	474	733
Rekomendowany zbiornik napełniający	seria XL	seria XL	seria XL	seria XL
Ilość probówek 2,0 mL [max]	3 024	10 400	24 050	38 350
Ilość worków (wg Fenwal #4R5461)	-	235	535	870

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

MODEL	3K	10K	24K	38K
Systemy wypełnienia - wkłady na worki, pudełka	nie	tak	tak	tak
Wybór kontrolera sterującego pracą:				
Auto Tend Controller	nie	tak	tak	tak
Kryos Controller				
Dialer - powiadomienie przez telefon o awarii	nie	tak	tak	tak
Rekordery i drukarki do monitoringu parametrów	nie	tak	tak	tak

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl