

PID: 311.00 V07

UID: 014-07-1-Z32HK-0

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 14:24



WIRÓWKA SZYBKOOBROTOWA Z 32 HK



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wirówki laboratoryjne **firmy Hermle** model **Z 32 HK** iprzeznaczone są do wirowania z dużymi prędkościami z wykorzystaniem probówek małej, średniej i dużej pojemności.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów znajdują one zastosowanie w różnorodnych laboratoriach badawczych.

Pomimo niezwykle małych rozmiarów, model **Z 32 HK** posiada potężny system chłodzenia umożliwiający utrzymanie niskich temperatur nawet przy maksymalnej prędkości.

CENA DOTYCZY WIRÓWKI BEZ ROTORÓW - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW.

MODELE

- **Z 32 HK**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 32 HK
Silnik bezszczotkowy	Tak
Wskaźnik imbalance	Tak

Automatyczne zamykanie pokrywy	Tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	Distinct
Wyświetlacz prędkości	Tak
Wyświetlacz RCF	Tak
Wyświetlacz czasu pracy	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Ustawianie parametrów pokrętkiem elektronicznym	Tak
Przycisk krótkiego wirowania	Tak
Ustawianie czasu wirowania	10 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	10 ustawień
Chłodzenie [°C]	-20 do +40
Chłodzenie wstępne	Tak
Zakres prędkości [obr./min]	200-20000
Max. przyspieszenie [x g]	38007
Max. pojemność	4 x 100 mL
Wymiary (W x D x H) [cm]	40 x 70 x 36
Waga [kg]	71
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	1200

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- adaptory,
- zawieszki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl