

PID: BS-010133-AAG

UID: 002-07-1-Mini-Bio-RS-24-0

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024 14:35



MINI ROTATOR BIO RS-24



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Rotator **Mini Bio RS-24** o pionowym ruchu rotacyjnym platformy roboczej jest idealnym urządzeniem wykorzystywanym do mieszania krwi w celu zapobieżenia koagulacji, do ekstrakcji, dyfuzji i dializy płynów biologicznych w probówkach. **Mini Bio RS-24** dzięki kompaktowej budowie i niewielkich wymiarach jest doskonałym wyposażeniem małego laboratorium. Rotator może być używany zarówno w chłodni, jak i w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C.

Platformy serii **PRS** są wyposażone w uniwersalne gumowe uchwyty dla różnego rodzaju probówek.

Platformy serii **PRSC** posiadają metalowe klamry umożliwiające utrzymywanie cięższych materiałów (np. gleba, piasek).

MODELE

- **Mini Bio RS-24**

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Mini Bio RS-24
Timer cyfrowy	1 min - 24 godz. / praca ciągła (max. 8 godz.)
Ruch wokół osi pionowej [°]	360
Zakres prędkości obrotów [obr./min]	5-30
Wymiary (W x D x H) [mm]	325 x 190 x 155

Waga [kg]	1,4
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	1,3
Platforma w zestawie	PRS-22 (22 probówki o średnicy do 15 mm - 1,5 do 15 mL)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Platformy:

- **PRS-22** na 22 x śr. do 15 mm (1,5-15 mL),
- **PRSC-18** na 18 x śr. do 15 mm (do 15 mL),
- **PRS-4/12** na 4 x śr. do 30 mm (50 mL) + 12 x śr. do 15 mm (1,5-15 mL).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl