

PID: 490-4x

UID: 005-14-1-490-4+-0

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019 08:40



AGREGOMETR SERIA 490-4+



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Agregometry **serii 490** pozwalają na:

- wykrywanie choroby von Willebranda i innych,
- testy agregacji na PRP lub płukanych płytkach krwi,
- przeprowadzanie badań i zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania dla systemów Windows,
- rozszerzenie systemu z cztero- do ośmiokanałowego,
- niewielkie rozmiary,
- niskie koszty badań.

Chronolog Seria 490 - automatyczny agregometr z metodą optyczną to niedrogi system umożliwiający testowanie funkcji płytek w PRP dla zastosowań klinicznych, diagnostycznych, farmaceutycznych oraz badań naukowych. Model **490-4+** jest urządzeniem czterokanałowym (cztery niezależne komory pomiarowe), a model **490-4+4** - urządzeniem ośmiokanałowym (osiem niezależnych komór pomiarowych) wyposażonym w wyjście cyfrowe USB oraz wyjścia analogowe dla podłączenia rekordera. Złącze USB umożliwia podłączenie do komputera oraz zapis krzywych agregacji w programie AGGRO/LINK dla Windows.

Wszystkie agregometry posiadają dołączony STARTER KIT składający się z pipet, materiałów zużywalnych i reagentów, pozwalający na wykonanie rutynowych testów.

MODELE

- **490-4+**
- **490-4+4**

CERTYFIKATY

ISO9001, ISO13485, IVD (oczekuje na nadanie - zadaj pytanie), CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Model 490-4+	Model 490-4+4
Metoda pomiaru agregacji	optyczna w podczerwieni	optyczna w podczerwieni
Objętość próbki PRP i PPP [mL]	0,5 (minimum 0,25)	0,5 (minimum 0,25)
Mieszadełka	jednorazowe lub teflonowane	jednorazowe lub teflonowane
Sterowanie	przycisk automatycznej kalibracji, regulacja prędkości mieszadła oraz temperatury	przycisk automatycznej kalibracji, regulacja prędkości mieszadła oraz temperatury
Mieszanie [obr./min]	400-1200	400-1200
Temperatura [°C]	regulacja w zakresie 35,0-39,0 co 0,1	regulacja w zakresie 35,0-39,0 co 0,1
Cele inkubacyjne	po dwie na kanał w temperaturze 36,5°C $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (przy nastawie 37°C)	po dwie na kanał w temperaturze 36,5°C $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (przy nastawie 37°C)
Zasilanie [V / Hz / W]	230 / 50 / 150	230 / 50 / 300
Wymiary (W x D x H) [cm]	35,5 x 38 x 21,6	2 x [35,5 x 38 x 21,6]
Waga [kg]	8,75	2 x 8,75

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- odczynniki - oferujemy kompletną linię odczynników do celów agregacji - odczynniki są wysoko skoncentrowane i do pojedynczego badania potrzeba ich mikroadetek - czyni to pomiar bardzo dokładnym i zarazem bardzo tanim.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl